

Patentovaná technologie nanovláken s vysokou filtrační účinností 99,9 % na bakterie a viry.

Snadné dýchání díky vysoké prodyšnosti.

NANO
MED·CLEAN



**NOVINKA
NA ČESKÉM TRHU**

ZDRAVOTNICKÁ MASKA **NANO** MED·CLEAN

FILTRAČNÍ ÚČINNOST
99,9 % VIRŮ A BAKTERIÍ

Jednorázová. Riziko kontaminace v případě opakovaného použití.



V čem je maska jedinečná?

NANO MED·CLEAN

- zdravotnický prostředek EN 14683+AC, třídy II
- filtrační účinnost 99,9 % virů a bakterií
- prodyšnost 200 l/m²/s
- jednorázová
- neobsahuje toxické látky
- maximální výdrž až 12 hodin



PATENTOVANÝ
ČESKÝ VÝROBEK
VYROBENÝ V ČESKÉ REPUBLICE.

Vybírejte jen to nejlepší pro vaše zdraví a zdraví vašich blízkých.



Patentovaná technologie
nanovláken s vysokou
filtrační účinností 99,9 %
na bakterie a viry.

Snadné dýchání díky
vysoké prodyšnosti.

NANO
MED·CLEAN



**NOVINKA
NA ČESKÉM TRHU**


- Jednorázová maska **NANO MED.CLEAN** dosahuje maximální filtrační účinnosti **99,9 % virů a bakterií**.
- Materiál, ze kterého je maska vyrobená je sendvičovým laminátem z polypropylenu. Uprostřed je vrstva z nanovláken. Masky jsou velmi účinné, ale zároveň komfortní a prodyšné. **Je lehká a snadno se přes ni dýchá.** Díky vysoké **prodyšnosti (200 l/m²/s)** je vhodná i do výrobních provozů.
- Účinky NANO MED.CLEAN masky jsou potvrzeny **testy v Nelson Labs**. Testování bylo provedeno v souladu s předpisy US FDA o Správné výrobní praxi (GMP) 21 CFR, části 210, 211 a 820.



ZDRAVOTNICKÁ MASKA

NANO MED·CLEAN

- balení po 50 ks v krabičce



NANO
MED·CLEAN

TRIOLA
SINCE 1919

